

AGITATORE A SCUOTIMENTO VERTICALE

MOD. 709/V

COD. 29970017



CE

DESCRIZIONE

L'agitatore a scuotimento verticale mod.709/V ha un piano di lavoro con uno spostamento verticale di mm.30, adatto ad ogni tipo di agitazione ed in particolare nelle estrazioni.

Regolazione elettronica della velocità da 100 a 400 oscillazioni al minuto (a passi di 1/min, 10/min o 100/min).

Possibilità di funzionamento in continuo o prefissato da 1 a 999 minuti.

Memorizzazione di 4 programmi separati dei valori tempo e velocità.

Pannello in policarbonato antigraffio con display per la visualizzazione della velocità (RPM) o del tempo rimanente alla conclusione del ciclo.

Costruzione esterna in acciaio verniciato in polvere, e piano di lavoro in acciaio inox AISI 304. Interruttore generale luminoso.

L'agitatore 709/V necessita di un supporto per imbuti separatori da scegliere fra i seguenti, o del cestello universale, da ordinare separatamente come "accessorio":

- ◆ supporto per nr. 8 imbuti da cc. 100 o da cc. 250.
- ◆ supporto per nr. 4 imbuti da cc. 500/1000 o per nr. 2 imbuti da cc 2000 (non applicare più di 2 imbuti da cc 2000).
- ◆ cestello universale per beute e bicchieri con cursori regolabili.

CARATTERISTICHE

DATI TECNICI

- ◆ Dimensioni piano di lavoro LxP: 550 x 330 mm.
- ◆ Dimensioni d'ingombro LxPxAltezza: 630 x 455 x 665 mm.
- ◆ Peso: 33 Kg (completo di supporto porta imbuti).
- ◆ Portata max: 5 Kg

DATI ELETTRICI

- ◆ Tensione alimentazione: 230 V - 50 Hz
- ◆ Assorbimento: 70 W
- ◆ Fusibili di protezione: 2 x 2 AF (5 x 20) mm.
- ◆ Presa di collegamento rete: 10 A

ACCESSORI - CESTELLI PER IMBUTI SEPARATORI



OPZIONE

Agitatore a scuotimento verticale mod.709/V con cestello universale adatto ad alloggiare e fissare mediante cursori regolabili, beute e bicchieri di varie dimensioni.

